



5 RAISONS POUR LESQUELLES LES CLINIENS ADORENT LES CISEAUX DYNAMIC TAPE

Conçus pour les applications de bandages biomécaniques



Revêtement
en téflon
antiadhésif

1 LAMES AVEC REVÊTEMENT EN TÉFLON

Les lames antiadhésives glissent en douceur sur le ruban adhésif pour une coupe plus nette et plus efficace.



Plus sécuritaire
pour le retrait
de ruban adhésif

2 CONCEPTION POINTES ÉMOUSSÉES

Conçues pour glisser en toute sécurité sous le ruban adhésif, facilitant ainsi le retrait et le rendant plus confortable.



Convient pour
3 à 4 doigts

3 ANNEAUX SPACIEUX POUR LES DOIGTS

Convient à 3 ou 4 doigts pour une meilleure prise en main, un effet de levier accru et un contrôle de coupe optimal.



En TPE, souple et résistant
pour un confort tout au
long de la journée.

4 CONFORT ET CONTRÔLE

Le revêtement en élastomère thermoplastique (TPE) assure un confort optimal lors d'une utilisation clinique répétée.



22 CM

5 22 CM DE LONGUEUR

Pour une meilleure prise en main et un contrôle accru.

